

# Plum Erste Hilfe



## Augenspülstation 4694

### Beschreibung:

- Wandstation mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- **Norm:** DIN EN 15154-4
- Maße (H x B x T): 290 x 228 x 80 mm
- **Anwendungsbereiche:** für Arbeitsplätze, an denen Fremdkörper in das Auge gelangen können (z.B. Staub, Schmutz, Splitter)



**Lieferumfang:** 2x 500 ml PLUM-Augenspüllösung, Piktogrammtafel


Artikelnr.	<b>Preis</b>
<b>8002418.0400</b>	<b>52,45</b>
	(8313)



## Augen-Notfallstation 4770

### Beschreibung:

- Wandstation mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- **Norm:** DIN EN 15154-4
- Maße (H x B x T): 290 x 228 x 80 mm
- **Anwendungsbereiche:** für Arbeitsplätze, an denen Säuren oder Alkali in das Auge gelangen können



**Lieferumfang:** 1x 200ml ph Neutral, 1x 500ml Augenspüllösung, 1x Spiegel, 1x Piktogramm, Befestigungsmaterial

Artikelnr.	<b>Preis</b>
<b>8002418.0700</b>	<b>56,20</b>
	(8313)



## Augenspülstation Maxi 4708

### Beschreibung:

- **Norm:** DIN EN 15154-4
- Keine Wartung und Reinigung erforderlich
- Flaschen PLUM-Augenspüllösung (0,9 % Natriumchloridlösung)
- Wandhalterungen und separate Piktogrammtafel mit Spiegel
- **Anwendungsbereiche:** Arbeitsplätze, an denen Fremdkörper (Staub, Schmutz u.ä.) ins Auge gelangen können



**Lieferumfang:** 2x 1.000 ml Flasche

Artikelnr.	<b>Preis</b>
<b>8002418.0500</b>	<b>55,15</b>
	(8313)



## Augenspüllösung (pH-neutral) 4752

### Beschreibung:

- Für den Einzeleinsatz und zur Auffüllung der Augen-Notfallstation und der QuickSafe Box
- Ausgestattet mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe
- Für mobile Einsätze (Erste-Hilfe-Kasten, Werkzeugkasten)
- Sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %) für die schnelle Neutralisation, von Säuren und Alkali
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- **Norm:** DIN EN 15154-4
- **Anwendungsbereiche:** zum Ausspülen bei Verätzungen (z. B. Chemikalien, Säuren, Laugen)



Artikelnr.	Inhalt	<b>Preis</b>
<b>8002416.0200</b>	200 ml	<b>13,20</b>
		(8313)



## Augenspüllösung (Natriumchlorid)

### Beschreibung:

- Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale und Staubkappe
- Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %)
- 500 ml Flasche auch zur Auffüllung der Augenspülstationen und der QuickSafe Box
- 200 ml für den mobilen Einsatz z.B. im Werkzeugkasten, Erste-Hilfe-Kasten und Aufbewahrung in einer speziell hierfür lieferbaren Gürteltasche
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- **Norm:** DIN EN 15154-4
- **Anwendungsbereiche:** zum Ausspülen von Fremdkörpern (z. B. Staub, Schmutz, Splitter)



Artikelnr.	Ausführung	Inhalt	<b>Preis</b>
<b>8002415.0200</b>	4691	200 ml	<b>9,45</b>
<b>8002415.0500</b>	4604	500 ml	<b>12,10</b>
<b>8010774.0001</b>	4707	1.000 ml	<b>20,25</b>
			(8313)